

DISPOSITIVI DI PRELIEVO PER MONITORAGGIO DELL'IGIENE INDUSTRIALE E AMBIENTALE

Codice	Denominazione	Confezione
--------	---------------	------------

PATH-CHEK HYGIENE PATHOGEN DETECTION SYSTEM

Nuovo sistema PATH-CHEK con terreni cromogeni e tamponi separati per l'identificazione rapida dei microrganismi patogeni dalle superfici e dagli impianti, in accordo con i requisiti della procedura ISO 18593:2004 ed eccellenti livelli di specificità (<1 CFU per 10 cm²).

PCS-010	COLIFORM DETECTION BROTH	100 provette
PCS-020	SALMONELLA DETECTION BROTH	100 provette
PCS-080	LISTERIA DETECTION BROTH	100 provette
PCS-100	TAMPONI PRE-UMIDIFICATI	100 tamponi

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI ALIMENTARI

Codice	Denominazione	Confezione
--------	---------------	------------

PUL200	MICROGEN PULSIFIER II	1 strumento
--------	------------------------------	-------------

Omogenizzatore per la preparazione di campioni alimentari.

L'azione unica di Pulsifier permette il rilascio dei microrganismi in sospensione, riducendo al minimo il danno ai tessuti. Le sospensioni di alimenti risultano quindi più limpide rispetto a quelle ottenute con i metodi tradizionali, riducendo anche i tempi di preparazione.

Previsto dalla procedura ISO 7218:2007 (E).

PUL512	PULSI - BAGS	500 sacchetti da 250 ml
--------	---------------------	-------------------------

Sacchetti specifici da utilizzare con lo strumento MICROGEN PULSIFIER II nella preparazione dei campioni alimentari.

Dimensione sacchetti: 180x240 mm.

