

Test di identificazione biochimica

Microgen GN-A ID MID64



Test per l'**identificazione biochimica rapida** di batteri Gram-negativi, in particolare di **Enterobacteriaceae**, come **Salmonella** ed **E.Coli**, principali patogeni rilevati nell'**industria alimentare**.

Il kit da 60 test offre un sistema pratico e flessibile (12 substrati base complementabili con 12 substrati aggiuntivi).


Metodo validato **AOAC-RI**

Nome	Codice	Quantità	Stoccaggio
Microgen GN-A ID	MID64	60 test	2-8°C

Reagenti aggiuntivi, non inclusi nel kit:

- MID61A Nitrate A
- MID61B Nitrate B
- MID61C Voges-Proskauer I
- MID61D Voges-Proskauer II
- MID61E Tryptophan Deaminase TDA
- MID61F Indole Kovacs
- MID61G Oxidase strips
- MID61H Mineral oil

Processo di identificazione:



Guida all'utilizzo del test di identificazione biochimica Microgen GN-A ID

