

Tamponi e media per la rilevazione dei patogeni

Microgen[®] Path-Chek[®]



Descrizione

I sistemi Path-Chek[®] sono una gamma di test rapidi per la ricerca e la rilevazione di Coliformi, Salmonella ssp. e Listeria negli ambienti dedicati alla manipolazione e alla produzione nelle industrie alimentari o su superfici a contatto con gli alimenti.

I sistemi di ricerca dei patogeni Path-Chek[®] possono essere considerati come una componente fondamentale delle buone prassi di fabbricazione e integrati nel piano HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) grazie alla loro elevata specificità al microrganismo patogeno ricercato e alla loro elevata sensibilità.

Nome	Codice	Quantità
Path-Chek Coliform	PCS-010	100 provette
Path-Chek Salmonella	PCS-020	100 provette
Path-Chek Listeria	PCS-080	100 provette
Path-Chek Swabs	PCS-100	100 tamponi

Benefici dei test:

- Conformi alla norma ISO 18593:2004 (E) Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs;
- Sensibilità: in grado di rilevare <math><1</math> organismo per 10 cm² di superficie testata;
- Alti livelli di specificità riducono al minimo i problemi relativi ai falsi positivi;
- I terreni di coltura specifici, i metodi di utilizzo e i metodi di conferma raccomandati sono tutti conformi agli standard alimentari riconosciuti come USDA/FSIS, US FDA ecc. soddisfa i requisiti di accreditamento dei laboratori.

Interpretazione dei risultati:

